




**MASQUES DE  
PROTECTION**

## MASQUES DE PROTECTION

En ces temps où les exigences en matière d'hygiène doivent être strictement respectées par tous, vous voulez que vos employés et vos clients puissent suivre scrupuleusement les règles.

C'est pourquoi MATTTEO lance aujourd'hui les masques de protection à usage unique. Ces masques jetables sont parfaits pour assurer l'hygiène respiratoire dans les grands magasins, les établissements de restauration, les ateliers et au bureau ou à la maison.

Nos masques chirurgicaux sont homologués CE et se composent de 3 couches. Cela signifie que nos masques garantissent une bonne protection en combinaison avec un confort de port maximal. Chaque masque de protection respiratoire a une taille de 9,5 x17 cm et est équipé en standard de deux attaches en ruban élastique.




Comme MATTTEO dispose d'un stock important de ces masques de protection, nous sommes en mesure de vous les livrer dans des délais très courts. Vous pouvez également nous contacter pour obtenir des distributeurs de masques. Vous n'avez donc besoin que d'une seule adresse pour toutes vos fournitures de désinfection.

Contactez-nous dès maintenant à l'adresse suivante : [info@matteo.com](mailto:info@matteo.com)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Usage	Unique
Matériau	Textile non tissé
Filter	Fondu-soufflé
Dimensions	9,5 x 17 cm
Couleur	Bleu
Attaches	2 - Élastiques
Certification	CE
Conditionnement	50 pièces
Distributeur	Optionel

## Manuel d'utilisation



Le côté coloré à l'extérieur avec le fil métallique en haut.



Couvrez votre bouche et votre nez avec le masque et placez les attaches derrière vos oreilles.



Utilisez vos doigts pour fixer le fil métallique autour de votre nez. Tirez le masque vers le bas jusqu'à ce que votre menton soit couvert.



Ajustez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre votre visage et le masque.

The logo graphic consists of three horizontal, overlapping curved lines in shades of green, positioned above the word 'mattteo'.

# **mattteo**

**make things talk to each other**

**Tel: +32 3 369 11 08**  
**Fax: +32 3 311 53 89**  
**Mail: [info@mattteo.com](mailto:info@mattteo.com)**  
**Web: [www.mattteo.com](http://www.mattteo.com)**